

Antikörper	Kat.-Nr.	Anwendungsbereiche
ALK/p80	RM-9108	H
bcl-2	MS-123	F,H,W,IP,IF,C
bcl-6	MS-1897	F,HE
CD1a	MS-1856	F,HE
CD2 (LFA-2)	MS-1074	HE
CD3	RM-9107	F,W,H
CD4	MS-1528	F,HE
CD5	RM-9119	F,H
CD7	MS-1076	H
CD8	RM-9116	F,H
CD10	MS-728	F,H
CD11c (p150,95)	MHCDMc00	F
CD13	MS-1079	H
CD14	MS-1080	H
CD15	MS-1295	H,PE
CD16	MS-1085	H
CD19	MS-972	F,C,IF
CD20	RB-9013	F,W,P,IP
CD23	RM-9123	F,H
CD24	MS-1279	F,H,W,C
Interleukin-2-Rezeptor (CD25)	MS-203	H,C,IF
CD29	MS-1089	F,H
CD30	MS-1857	F,H
Endothelzellmarker (CD34)	MS-363	F,P
CD38	RB-9094	F,H
CD41 (GPIIb/IIIa)	MS-1179	PE
CD42b (GPIb)	MS-1174	F,P
CD43	MS-679	F,H,C
CD45	MS-413	F,P,C,IF
CD45	MS-625	F,P,C,IF
CD54	MS-1094	H
CD56 (NCAM)	MS-204	F,H,C,IF
CD57	MS-136	F,P,C
CD61 (GPIIIa)	MS-1095	F,H
CD68	MS-1808	F,H
CD74	MS-131	F,H,W,C,IF
CD79a	RM-9118	H
CD117	RB-9038	HE

Antikörper	Kat.-Nr.	Anwendungsbereiche
CD138	MS-1795	F,H
CD 163	MS-1103	H
Cyclin D1	RM-9104	F,H,W
EBV (latent membrane protein)	MS-1458	F,H
EMA	MS-348	F,P
Granzyme B	RB-9015	F,H
HCV	MS-1238	P
Immunglobulin A	RB-1433	F,H
Immunglobulin D	RB-1436	F,H
Immunglobulin G	RB-1432	F,H
Immunglobulin M	RB-1434	F,H
Kappa leichte Kette	RB-333	F,H
Ki 67	RB-9043	F,H
Lambda leichte Kette	MS-180	F,H
Lysozyme/Muramidase	RB-372	F,P
MHC Class II (HLA-DR)	MS-133	F,P
Myeloperoxidase	RB-373	F,H
NSE	MS-335	F,H,W,IP
Oct-2	RB-9297	F,H
Pax5	RB-9406	F,H,W
p53	RM-9105	F,H,W
S-100	RB-9018	F,P
TdT	MS-1105	F,H
TRAP	MS-1768	F,H
Vimentin	RM-9120	F,P
von Willebrand Factor	MS-722	F,PE
ZAP 70	MS-1911	H,W

C = Durchflusszytometrie    H = Antigenemaskierung in 10 mM Citratpuffer (pH 6,0)    HE = Antigenemaskierung in 1 mM EDTA (pH 8,0)  
W = Western Blot  
P = Paraffinschnitte  
F = Gefrierschnitte    IF = Immunfluoreszenz    PE = Paraffinschnitte nach Pepsinvorbehandlung  
IP = Immunpräzipitation

Dies ist nur ein Minimalauszug aus unserem Angebot an paraffingängigen Antikörpern.  
Fordern Sie gern unseren Gesamtkatalog für die Immunhistochemie an.  
Wir halten Sie auch gern auf Wunsch über Neuentwicklungen auf dem Laufenden.

**medac**

Wiss. Informationen: Frau Dr. Stumpff  
Theaterstraße 6 · D-22880 Wedel

Tel.: 04103/8006-343 · Fax: 04103/8006-277

Email: [s.aschmotat@medac.de](mailto:s.aschmotat@medac.de) · [www.medacshop.de](http://www.medacshop.de)